

EL SISTEMA HYDRAFACIAL™



El galardonado sistema HydraFacial supone un enorme avance para la salud de la piel, pues fusiona terapias tonificantes tipo spa con una tecnología médica avanzada.

Potenciadores de tratamiento

Adapta tu tratamiento con sérums premiados para abordar problemas específicos de la piel.



Pieza de mano ergonómica

Permite controlar el tipo y el flujo de sérum.

N/P 70482

Drenaje linfático mecánico

Ofrece más beneficios desintoxicantes

N/P 70144

Sérums exclusivos

Los productos premiados aportan nutrientes para promover la salud de la piel



Los componentes del sistema pueden variar según el modelo.

CS1036B 07/21
N/P 70290-03-01

THE BEST SKIN
OF YOUR LIFE
STARTS

HERE

1

Pantalla táctil

Proporciona protocolos integrados y actualizaciones de la tecnología.

Luz LED roja y azul

Deja tiempo para la absorción del producto y aprovechar los beneficios de la luz LED

N/P 70393 [luz LED roja]
N/P 70392 [luz LED azul]




Sistema Perk

El sistema Perk te permite ofrecer tratamientos Perk directamente desde tu dispositivo HydraFacial™ Elite™.

N/P 71199





Vortex-Fusion®

El exclusivo sistema de penetración Vortex-Fusion es lo que diferencia a HydraFacial™ de otros procedimientos rejuvenecedores. El tratamiento utiliza varias puntas HydroPeel® exclusivas, donde cada una de ellas tiene un uso específico para limpiar, extraer impurezas e hidratar la piel.

El diseño en espiral de las puntas HydroPeel se utiliza junto con la tecnología de vacío y los sérums exclusivos de HydraFacial, lo que crea un efecto vortex para desprender y eliminar fácilmente las impurezas, al tiempo que aporta soluciones hidratantes para la piel con potentes antioxidantes.

PUNTA AZUL


Exfoliación



N/P 74112

PUNTA AZUL PARA EL CUERPO


Áreas de exfoliación más grandes



N/P 70218

PUNTA NARANJA

Exfoliación intensa



N/P 74275

PUNTA VERDE AZULADO

Extracción de impurezas



N/P 74114

PUNTA TRANSPARENTE

Vortex-Fusion™



N/P 74111

PUNTA MORADA

Exfoliación intensa



N/P 74462

PUNTA AMARILLA

Salud del cuero cabelludo



N/P 7400000

TERAPIA LINFÁTICA MECÁNICA



La terapia linfática mecánica ayuda a desintoxicar la piel. Eliminar las acumulaciones no deseadas es muy importante para optimizar la salud de la piel y conseguir que se mantenga sana y radiante de forma natural desde dentro hacia fuera.

Zona de tratamiento

- Cara (el 33 % del sistema linfático está en la cara)
- Brazo
- Pierna
- Abdomen
- Espalda

*Consulta en tu región para saber quién tiene autorización para administrar un tratamiento de drenaje linfático mecánico.

TERAPIA CON LUZ LED

La fototerapia es la aplicación de energía lumínica a la piel para obtener un beneficio terapéutico. La fototerapia con luz LED representa un excelente toque final para el tratamiento HydraFacial.



Luces LED rojas

- 12 luces LED rojas (longitud de onda: 620–630 nanómetros)
- 12 luces infrarrojas (longitud de onda: 800–900 nanómetros)



Luces LED azules

- Se dirigen a la bacteria *P. acne*, la cepa de bacterias que causa la mayoría de los tipos de acné.